

В каталога »

Orthoteh

нова серия

Orthoteh *orthoSoft*

Orthoteh 3D Contour

Orthoteh & Capron

Orthoteh & Orfit

Push

Prim

Coimbra

Albert Andre

Qmed



## Мека яка Комфорт N 30202

- Прецизна анатомична форма
- Комфортна полиуретанова материя
- Мека опора за тила и долната челюст
- Меко памучно покритие

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзии на интервертебралните стави
- Мускулни разтежения и миалгии
- След оперативно лечение



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на шията



#### ВИСОЧИНА ОБИКОЛКА

1 - 8см M: 27 - 36см  
L: 36 - 46см

2 - 10см M: 27 - 36см  
L: 36 - 46см



## Полутвърда яка Стандарт N 30204

- Прецизна анатомична форма
- Конструкция от полиетиленова вложка
- Комфортна, средностепенна опора
- Стабилизира шийните прешлени
- Памучно покритие и заоблени зони

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзии на интервертебралните стави
- Мускулни разтежения и миалгии
- След оперативно лечение



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на шията



#### ВИСОЧИНА ОБИКОЛКА

1 - 8см M: 27 - 36см  
L: 36 - 46см

2 - 10см M: 27 - 36см  
L: 36 - 46см





## Раменен стабилизатор Лайт N 20105


- Облекчава болките в гърба и шията
- Олекотена и удобна конструкция
- Мека и неразместваща се гърбна пелота
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Приведена (кифотична) неправилна стойка
- Болки в гърбначната мускулатура, свързани с работната поза
- Болест на Scheuermann-Mau

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката под гърдите.



1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

#### ОБИКОЛКА

S	60 - 70 см
M	70 - 80 см
L	80 - 90 см
XL	90 - 100 см



## Раменен стабилизатор Стандарт N 20101

- Подобрива гърбначната стойка
- Увеличена стабилност и два еластични банела
- Регулиране на корекцията с велкро фиксирани
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Кифотична неправилна стойка
- Болест на Scheuermann-Mau
- Паравертебрална миалгия

### РАЗМЕР


Измерва се обиколката под гърдите.



1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

#### ОБИКОЛКА

S	43 - 55 см
M	55 - 70 см
L	70 - 85 см
XL	85 - 105 см



## Абдукционна ортеза Екстра

N 31207

- Комфортно задържане на раменната става в позиция 30°
- Ергономична поясна възглавничка
- Лесно адаптиране чрез прикрепващите ленти
- Меко памучно покритие

### ПОКАЗАНИЯ

- След оперативно лечение на ротаторния маншон
- След луксация и сублуксация на раменна става

### РАЗМЕР

Един универсален размер, който обхваща обиколка под гърдите от 70 до 140 см.



1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Брейс ключица Фикс N 20103

- Стабилно фиксира ключичната област
- Комфортна конструкция в аксиларната област
- Мека и неразместваща се гръбна пелота
- Дишащ, стабилен и антибактериален материал с омекотяване

## ПОКАЗАНИЯ

- Фрактура на ключицата
- Дисторзио на стерноклавикуларната или акромиоклавикуларната става
- Ригидни кифози

## РАЗМЕР

Универсален размер.  
Излишната дължина на презрамките се отрязва.

1 2 3 4 **5**  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Брейс ключица Фикс плюс N 20104

- Стабилно фиксира ключичната област
- Комфортна конструкция в аксиларната област
- Мека и неразместваща се гръбна пелота
- Дишащ, стабилен и антибактериален материал с омекотяване

## ПОКАЗАНИЯ

- Фрактура на ключицата
- Дисторзио на стерноклавикуларната или акромиоклавикуларната става
- Ригидни кифози



## РАЗМЕР

Измерва се обиколката от точката на гръбнака в средата на лопатките през рамото, подмишниците и се връща в същата точка.

ОБИКОЛКА

S	58 - 72 см
M	72 - 82 см
L	82 - 93 см

1 2 3 4 **5**  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Ортеза горен крайник N 30201 Фикс

- Фиксира раменния пояс във всички равнини
- Нов дизайн за бързо и улеснено поставяне
- Олекотен продукт за всяка конструкция
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Състояние след луксация на рамото
- След оперативно лечение в областта
- Периартритис хумероскапуларис

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката под гърдите.  
Модел еднакъв за ляво и дясно.

#### ОБИКОЛКА

M	65 - 95 см
L	95 - 130 см



1 2 3 4 **5**  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Митела Лайт N 31205

- Ергономична конструкция с отвор за лакътя
- Въздухопропусклива памучна материя
- Сигурна и комфортна опора за горния крайник

### ПОКАЗАНИЯ

- Травматични увреди на горния крайник
- При гипсова имобилизация
- След мекотъканны операции в областта

### РАЗМЕР

Измерва се дължината от лакътя до основата на пръстите.



1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

M 27 - 36 cm

L 36 - 45 cm



## Митела Лайт орто N 31605

- Лека и мултифункционална конструкция
- За различни обиколки на предмишницата
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Травматични увреди на горния крайник
- При гипсова имобилизация
- След мекотъканны операции в областта

### РАЗМЕР

Универсален размер.



1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ





## Епибрејс Комфорт N 31203


- Силиконова анатомична вложка
- Еластичен натиск върху мускулатурата
- Запазва движението, не се размества при спорт
- Дишащ материал с антибактериални свойства

### ПОКАЗАНИЯ

- Epicondylitis lateralis - тенис лакът
- Epicondylitis medialis - голф лакът

### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Обхваща обиколка на предмишницата под лакътната става 22 - 36 см.



## Налакътник Лайт N 30700

- Лека стабилизация на лакътя и прилежащата мускулатура
- Приляга отлично към анатомичните контури на областта
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Запазва физиологичната свобода на движение
- Приложим при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- Напряжение и леки болки в мускулатурата
- Леки мекотъканны разтежения
- Във възстановителния период след леки травми в областта

### РАЗМЕР

Измерете обиколката на лакътя в зоната на сгъване, при изпъната ръка.



### ОБИКОЛКА

S	22 - 26 см
M	26 - 32 см
L	32 - 36 см

## Налакътник Комфорт N 30701

- Намалва болката в областта на епикондилите
- Вградени пелоти за локален натиск
- Подвижна еластична лента
- Лек, дишащ двуслоен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Инсерционити в областта на лакътя
- Мускулни пренапряжения на предмишницата
- Леки дисторзии

### РАЗМЕР

Измерете обиколката на лакътя в зоната на сгъване, при изпъната ръка.

1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



#### ОБИКОЛКА

XS	20 - 24 см
S	24 - 26 см
M	26 - 28 см
L	28 - 32 см
XL	32 - 36 см

## Налакътник Стандарт N 30801

- Вградени пелоти за локален натиск
- Намалва натоварването и болката в епикондилите
- Позволява свободно движение в ставата
- Двуслоен, дишащ еластичен материал
- Регулиране на пристягането

### ПОКАЗАНИЯ

- Среднотежки инсерционити в лакътната област
- Мускулни болки вследствие на претоварване
- Леки дисторзии в областта

### РАЗМЕР

Измерете обиколката на лакътя в зоната на сгъване, при изпъната ръка.

1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



#### ОБИКОЛКА

XS	20 - 24 см
S	24 - 26 см
M	26 - 28 см
L	28 - 32 см
XL	32 - 36 см

## Ортеза китка и предмишница N 31202 Стандарт

- Средностепенно стабилизира китковата област
- Метална пласина с коригируема анатомична форма
- Три велкро ленти за регулиране на пристягането
- Памучна подплата на дишания материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио в китковата област
- Тендовагинити в областта
- Синдром на карпалния тунел
- След оперативно лечение



### РАЗМЕР

Модел различен за ляво и дясно.  
Измерва се обиколка на предмишницата  
на 10 см над китката.

1 2 **3** 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



### ОБИКОЛКА

S	18 - 20 см
M	20 - 23 см
L	23 - 27 см

## Ортеза китка и предмишница Екстра N 31603


- Сигурна стабилизация на предмишница и китка
- 1 метална и 1 пластмасова коригируеми пластини
- 26 см максимална дължина
- Двойно фиксиране на китковата област
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзии, тендовагинити на китката
- Фрактури на дисталната предмишница
- След оперативно лечение

### РАЗМЕР

Модел различен за ляво и дясно.  
Измерва се обиколка на предмишницата на 10 см над китката.



#### ОБИКОЛКА

S	18 - 20 см
M	20 - 23 см
L	23 - 27 см



## Ортеза палец и предмишница Фикс N 31604

- Фиксация на палец, китка и предмишница
- 1 пластмасова и 2 метални, коригируеми пластини
- Нееластични ленти за прецизно пристягане
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзии на китка и палец
- Синдром на De Quervain, тендовагинити
- Фрактури на първи лъч, радиус, улна

### РАЗМЕР

Модел еднакъв за ляво и дясно.  
Измерва се обиколка на предмишницата на 10 см над китката.



#### ОБИКОЛКА

S	18 - 20 см
M	20 - 23 см
L	23 - 27 см



## Ортеза ръка Антиспастик

N 31609



- Фиксира позицията на китката, дланта и пръстите
- Комфортен дизайн и регулиране с ленти от велур
- Лека полимерна конструкция

## ПОКАЗАНИЯ

- В случаи на повишен мускулен тонус в областта на предмишница, длан и пръсти с различна причина – инсулти, мозъчни травми, мултиплена склероза, болест на Паркинсон и др.

## РАЗМЕР

Модел различен за ляво и дясно.

Подходящият размер се определя чрез измерване обиколката на китката.



## ОБИКОЛКА

S	14 - 16 см
M	17 - 19 см
L	20 - 22 см

1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Стабилизатор палец N 31201 Лайт

- Лекостепенна стабилизация на палеца и китката
- Метална пластина с коригируема анатомична форма
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ


- Лек дисторзио в ставите на палеца
- Теносиновити в областта
- След оперативно лечение

### РАЗМЕР

Измерва се обиколка на китката.  
Модел еднакъв за ляво и дясно.

#### ОБИКОЛКА

S	14 - 16 см
M	16 - 19 см
L	19 - 21 см



## Ортеза палец Стандарт N 31602

- Сигурна стабилизация на палеца и китката
- Устойчива метална пластина с коригируема форма
- Двойно обхващане на палец и тенар
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Скафоидни увреди
- Фрактури в областта на палеца
- Дисторзии на китка и палец
- Синдром на De Quervain

### РАЗМЕР

Измерва се обиколка на китката.  
Модел еднакъв за ляво и дясно.

#### ОБИКОЛКА

S	14 - 16 см
M	16 - 19 см
L	19 - 21 см



## Ортеза ръка Стандарт II, III или IV лъч N 31606

- Стабилна фиксация на II, III или IV лъч
- 1 метална, коригируема пластина
- 4 нееластични, омекотени ленти
- Лек и приятен на допир текстил

### ПОКАЗАНИЯ

- Навяхвания и изкълчвания
- Стабилни фрактури и епифизиолизи в областта
- След оперативно лечение в областта
- Тендовагинит в областта

### РАЗМЕР

Измерва се разстоянието от върха на най-дългия пръст до гънката на китката.



#### ОБИКОЛКА

S	14 - 17 см
M	17 - 20 см
L	20 - 23 см



## Ортеза ръка Стандарт V лъч N 31607

- Стабилна фиксация на пети лъч
- 1 метална, коригируема пластина
- 3 нееластични, омекотени, подвижни ленти
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Навяхвания и изкълчвания в ставите
- Стабилни фрактури и епифизиолизи в областта
- Следоперативно лечение в областта
- Тендовагинит в областта

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на китката.



#### ОБИКОЛКА

S	14 - 16 см
M	16 - 18 см
L	18 - 20 см



## Накитник Лайт N 31204

- Стабилизира китковата област
- Намалва натоварването на сухожилията
- Регулиране на пристягането
- Памучна подплата на дишания материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Хронични пренапрежения или травми
- Тендовагинит на флексорите или екстензорите



### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Обхваща обиколка на китката 14 - 21 см.



## Накитник Лайт плюс N 31601

- Укрепва и стабилизира китковата област
- Намалва натоварването на областта
- Захваща се за палеца и не се размества
- Лек, дишащ и еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Пренапрежения или травми на китката
- Тендовагинит на флексорите или екстензорите



### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Обхваща обиколка на китката 14 - 21 см.





## Пояс Лайт еластик N 10104

- Лекостепенно укрепване на пояса
- Две двойки 16 см полимерни банела
- Олекотена и незабележима конструкция
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Леки мускулни разтежения
- Болки, свързани с работна поза и преумора
- Мускулна слабост



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.

	ОБИКОЛКА
S	65 - 75 см
M	75 - 90 см
L	90 - 110 см



## Пояс Комфорт N 10203

- Укрепва дисталния поясен отдел
- 3 метални банела - 25 см високи
- Двойно допълнително пристягане
- Лек, дишащ и еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дископатия и радикулити
- Болки, свързани с работното натоварване
- Мускулни травми



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.

	ОБИКОЛКА
S	75 - 90 см
M	90 - 105 см
L	105 - 120 см
XL	120 - 140 см



## Пояс Стандарт N 10102

- Средностепенно укрепване на поясната област
- 4 метални банела задно-странично
- 26 см височина дорзално
- Допълнително пристягане с еластични ленти
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Радикулопатии
- Дископатия, спондилоартроза
- Дискова херния - преди или след операция
- Мускулни травми




### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.

### ОБИКОЛКА

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см



## Пояс Стандарт анатомик N 10108

- Средностепенно укрепване на поясната област
- 4 двойки еластични банела, 26 см височина
- Отстранимо допълнително пристягане
- Незабележим под дрехите, елегантен продукт
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Радикулопатии
- Дископатия, спондилоартроза
- Дискова херния - преди или след операция
- Мускулни травми



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.

### ОБИКОЛКА

S	60 - 75 см
M	75 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 140 см





## Пояс Стандарт мама N 10107

- Облекчава пренапрежението в поясната област
- 4 двойки еластични банела
- Универсален размер за цялата бременност
- Памучна подплата и дишащ еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дископатия
- Свързани с бременността радикулити
- Болки в сакроилиачните стави
- Хиперлордоза и свързани с нея оплаквания

### РАЗМЕР

Универсален размер.

Обхваща обиколка на талията 80 - 125 см.



1 2 **3** 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Пояс Екстра N 10101

- Средна към висока стабилизация на пояса
- 6 метални банела дорзално, 26 см височина
- Двойно допълнително пристягане
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дископатия, спондилоартроза
- Дискова херния - преди или след операция
- Мускулни травми

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



1 2 3 **4** 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

### ОБИКОЛКА

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см

## Пояс Екстра макс N 10110

- Висока степен на стабилизация
- 6 максимално стабилни, 26 см високи, метални банела
- Тройно допълнително пристягане
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Спондилолистеза, лумбален остеоартрит
- Дискова херния, дископатия
- Травматични или патологични фрактури
- След оперативно лечение



#### ОБИКОЛКА

S	60 - 75 см
M	75 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 140 см



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



## Пояс Екстра Хесинз N 20102

- Стабилизира торако-лумбалната област
- 4 стабилни метални банела
- Еластични презрамки фиксират раменете
- Комфорт в седнало и в право положение
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Остеопоротични кифози
- След оперативно лечение
- Дискови хернии, дископатия



#### ОБИКОЛКА

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см



### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



**ЛумбоФикс** N 10113

- Фиксира цялата лумбо-сакрална област
- 8 стабилни метални банела, 36 см височина
- Тройно допълнително пристягане
- Комфорт в седнало и в право положение
- Памучна подплата и дишащ еластичен материал

**ПОКАЗАНИЯ**

- Травматични или патологични фрактури
- След оперативни намеси
- Дискова херния, спондилолистеза

**РАЗМЕР**

Измерва се обиколката на талията.

**ОБИКОЛКА**

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см

**ДорзоФикс** N 10112

- Фиксира изцяло гръбначния стълб
- Банели и пелоти за максимална сигурност
- Индивидуално регулиране на височина
- Тройно допълнително пристягане
- Памучна подплата и дишащ, еластичен материал

**ПОКАЗАНИЯ**

- Травматични или патологични фрактури
- Спондилолистези, дискови хернии
- След оперативно лечение

**РАЗМЕР**

Измерва се обиколката на талията.

**ОБИКОЛКА**

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см



## Гръден пояс N 10114

- Умерено пристяга гръдния кош
- Подходящ за жени и мъже
- Памучна подплата и дишащ, еластичен материал

## ПОКАЗАНИЯ

- След гръдни операции
- Фрактура на ребра
- Гръдна травма



## РАЗМЕР

Измерва се гръдната обиколка.



## ОБИКОЛКА

M	85 - 95 см
L	95 - 105 см
XL	105 - 115 см
XXL	115 - 125 см
XXXL	125 - 135 см



## Пояс коремна/гръдна стена N 10105

- Поддържа коремната или гръдната област
- Стабилна конструкция от застъпващи се ленти
- 2 укрепващи пластмасови банела
- Височина вентрално: 20 см - 30 см
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

## ПОКАЗАНИЯ

- След оперативно лечение
- След раждане със секцио или по естествен път

## РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията/гръдната обиколка.



## ОБИКОЛКА

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см





## Пояс коремна стена плус N 10106

- Поддържа цялата коремна област
- Конструкция от застъпващи се ленти
- 4 метални банела по 25 см укрепват пояса
- Височина вентрално: 20 см - 30 см
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Коремна операция и дископатии
- Родилки с радикулерни оплаквания
- Дископатии при хора с отпусната коремна стена

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.

#### ОБИКОЛКА

S	66 - 78 см
M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см



## Пояс коремна херния N 10103

- Укрепва предната коремна стена
- Стабилна предна част за комфортен натиск
- 2 укрепващи пластмасови банела
- Памучна подплата и дишащ еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- След оперативно лечение като превенция
- При репониращи се коремни хернии
- След оперативно лечение на коремни хернии

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



#### ОБИКОЛКА

M	78 - 90 см
L	90 - 105 см
XL	105 - 120 см
XXL	120 - 135 см
XXXL	135 - 150 см



## Пояс стомирани N 10109

- Укрепва областта около стомата
- Точно позициониране и регулиране на натиска
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Профилактика на поява на евентрация
- Предпазва нарастването на малка евентрация

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



#### ОБИКОЛКА

S	80 - 90 см
M	90 - 100 см
L	100 - 110 см
XL	110 - 120 см



## Пояс Стандарт бейсик N 10116

- Средностепенна стабилизация на пояса
- 4 метални банела, високи 26 см
- Иновативен материал за директно фиксиране
- Дишащ, хипоалергичен, еластичен материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Радиклопатии
- Дископатия, спондилоартроза
- Дискова херния - преди или след операция

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на талията.



#### ОБИКОЛКА

1	60 - 95 см
2	95 - 120 см



## Пателабрејс Комфорт

N 40202

- Силиконова анатомична вложка
- Еластичен натиск върху пателарното сухожилие
- Провдига пателата и намалява болката
- Запазва движението и не се размества при спорт
- Дишащ материал с антибактериални свойства

### ПОКАЗАНИЯ

- Арех patellae syndrome
- Болест на Osgood-Schlatter
- Патело-фемурална артроза
- Тендинит на пателарното сухожилие

### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Обхваща обиколката на коляното  
под пателата от 27 - 45 см.



## Наколенка Комфорт N 40201

- Комфортна стабилизация на колянната става
- Укрепващ пателата ринг с отвор
- Отворена конструкция за индивидуално напасване
- Памучна подплата и дишащ еластичен материал
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Приложима при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ


- Патело-фемурална артроза
- Гонартроза
- Мекотъканни увреди в областта

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката  
през коляното.

#### ОБИКОЛКА

M	33 - 39 см
L	39 - 48 см



## Наколенка Комфорт плюс N 40801


- Еластична колатерална стабилизация
- Анатомично трапецовиден отворен ринг за стабилизация на пателата
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Приложима при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- Средни дисторзии или хондропатия
- При спортни и ежедневни натоварвания
- Болест на Osgood - Schlatter
- Болезненост в заловните места на мускулите около коляното

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на подбедрицата точно под колянната става при свито коляно на 90°.



#### ОБИКОЛКА

XS	28 - 31 см
S	31 - 34 см
M	34 - 37 см
L	37 - 41 см
XL	41 - 45 см



## Наколенка Стандарт N 40701

- Еластична стабилизация на колатералните лигаменти
- Трапецовиден ринг с анатомична форма за пателата
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Не ограничава физиологичния обем на движение
- Подходяща при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- Среднотежки дисторзии или хондропатии
- Увреди на колатералните лигаменти
- Гонартроза
- Пателарна нестабилност

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на подбедрицата точно под колянната става при свито коляно на 90°.



#### ОБИКОЛКА

XS	28 - 31 см
S	31 - 34 см
M	34 - 37 см
L	37 - 41 см
XL	41 - 45 см





## Наколенка Стандарт Плюс N 40703

- Еластична стабилизация на колатералните лигаменти
- Отворена конструкция за индивидуално напасване
- Омекотен ринг, стабилизиращ пателата
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Не ограничава физиологичния обем на движение

### ПОКАЗАНИЯ

- Среднотежки дисторзии или хондропатии
- Увреди на колатералните лигаменти
- Гонартроза
- Пателарна нестабилност

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на подбедрицата точно под колянната става при свито коляно на 90°.



1 2 **3** 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

### ОБИКОЛКА

XS	28 - 31 см
S	31 - 34 см
M	34 - 37 см
L	37 - 41 см
XL	41 - 45 см



## Наколенка Екстра N 40702

- Стабилна колатерална стабилизация посредством алуминиев механизъм с анатомични оси на движение
- Трапецовиден, анатомичен ринг стабилизира пателата
- Нееластични ленти фиксират конструкцията
- Лек материал, пропускащ телесната влага

### ПОКАЗАНИЯ

- Увреди на ставни капсули и връзки
- Увреди на менискус
- Медиална или латерална нестабилност
- Гонартроза

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на подбедрицата точно под колянната става при свито коляно на 90°.



1 2 3 **4** 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

### ОБИКОЛКА

XS	28 - 31 см
S	31 - 34 см
M	34 - 37 см
L	37 - 41 см
XL	41 - 45 см

## Турор Фикс N 40601

- Иммобилизира колянната става в екстензия
- 3 стабилни банела с анатомична форма
- Формовайте индивидуално банелите
- Велкро ленти за регулиране на пристягането
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио на колянната става
- След оперативно лечение
- Повишен тонус на флексорите на коляното



### РАЗМЕР

Измерва се ръст на пациента и обиколка на бедро на 22 см над средата на пателата.

### ОБИКОЛКА

S*	40 - 55 см
M	45 - 55 см
L	55 - 65 см

### Ръст

1	до 170 см
2	над 170 см

\*само височина 1



## Турор Фикс уни N 40604

- Иммобилизира коляното в екстензия
- 3 стабилни банела с анатомична форма
- Формовайте индивидуално банелите
- 4 велкро ленти за регулиране на пристягането
- Конструкция от три текстилни детайла
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио на колянната става
- След оперативно лечение
- Повишен тонус на флексорите на коляното



### РАЗМЕР

Универсален размер. Обхваща обиколка на бедрото на 22 см над средата на пателата 40 - 65 см.



ново

## Тутор Фикс 20°

N 40603

- Иммобилизира колянната става в 20° флексия
- 3 стабилни Т-образни метални банела с анатомична форма
- Регулиране на пристягането с велкро ленти
- Формовайте индивидуално банелите
- Памучна подплата на дишащия материал

## ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио на колянната става
- Засягане на колатералните лигаменти
- След оперативно лечение

## РАЗМЕР

Измерва се ръст на пациента и обиколка на бедро на 22 см над средата на пателата.

1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

## ОБИКОЛКА

S*	40 - 55 см
M	45 - 55 см
L	55 - 65 см

## Ръст

1	до 170 см
2	над 170 см

\*само височина 1



## Мултицентричен тютор Фикс N 40602

- Контрол над обема на движение в коляното
- Флексия: 0-120 °, екстензия: 0-90 °, стъпка: 15 °
- Регулиране на пристягането с велкро ленти
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Когато е необходим контрол над обема на движение
- Увреди на ACL, PCL, MCL, LCL
- След оперативно лечение на фрактури



### РАЗМЕР

Измерва се ръстът на пациента.

#### РЪСТ

M	до 185 см
L	над 185 см

1 2 3 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Мултицентричен тютор Фикс + N 40606

- Контрол над обема на движение в коляното
- Флексия: 0-120 °, екстензия: 0-90 °, стъпка: 15 °
- Регулиране на пристягането с велкро ленти
- Комфортна лентова конструкция

### ПОКАЗАНИЯ

- Когато е необходим контрол над обема на движение
- Увреди на ACL, PCL, MCL, LCL
- След оперативно лечение на фрактури



### РАЗМЕР

Измерва се ръстът на пациента.

#### РЪСТ

M	до 185 см
L	над 185 см

1 2 3 4 **5**  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

## Наглезенка Лайт N 40802

- Осигурява лека стабилизация на глезена
- Приляга отлично към анатомията на областта
- Запазва физиологичната свобода на движение
- Приложима при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- Усещане за нестабилност
- Леки мекотъканны разтежения
- Във възстановителния период след леки травми в областта

1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ

### РАЗМЕР

Премерете обиколката на глезена през петата.

#### ОБИКОЛКА

S	29 - 32 см
M	32 - 35 см
L	35 - 38 см
XL	38 - 41 см



## Наглезенка Комфорт N 40203

- Стабилизира глезена
- Допълнителна еластична лента
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Приложима при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- Лекостепенни дисторзии
- Лекостепенна нестабилност, артроза
- При спорт след дисторзии

### РАЗМЕР

Измерва се обиколката на глезена.

#### ОБИКОЛКА

S	20 - 23 см
M	23 - 27 см
L	27 - 31 см
XL	31 - 35 см



1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Наглезенка Стандарт N 40803


- Укрепва латералните глезенни лигаменти
- Анатомично конструиран Y-образен детайл
- Лек материал, пропускащ телесната влага
- Подходяща при спорт и ежедневни натоварвания

### ПОКАЗАНИЯ

- При леки до средностепенни дисторзии в областта
- Хронична нестабилност
- Начална артроза

### РАЗМЕР

Премежете обиколката на глезена през петата.



### ОБИКОЛКА

S	29 - 32 см
M	32 - 35 см
L	35 - 38 см
XL	38 - 41 см

## Наглезенка Екстра N 40804

- Еластична стабилизация на медиалните и латерални глезенни лигаменти
- Дълги еластични ленти, опасаващи добре глезена и ходилна част
- Лек материал, пропускащ телесната влага

### ПОКАЗАНИЯ

- При остри увреждания на връзките и сухожилията на глезена
- Лечение на стабилни фрактури на глезена
- Капсулно възпаление и тендинит
- Артроза с нестабилност

### РАЗМЕР

Премежете обиколката на глезена през петата.



### ОБИКОЛКА

S	29 - 32 см
M	32 - 35 см
L	35 - 38 см
XL	38 - 41 см

## Брейс глезен Стандарт N 40301

- Ефективна стабилизация с 2 пластмасови детайла
- Омекотяване с мемори пяна около малеолите
- Фиксирани с две ленти от нееластичен велур
- Регулиране на ширината около петната кост

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзии: латерални или медиални
- След проведено оперативно лечение
- При хронични артритни оплаквания

### РАЗМЕР

Универсален размер.



## Перонеален брейс Стандарт N 40302

- Предотвратява степажната походка
- Еластична конструкция с минимален обем
- Омекотяване на пръстягащите ленти


### ПОКАЗАНИЯ

- Вяла перонеална пареза

### РАЗМЕР

Модел различен  
за ляво и дясно.  
Определя се  
по номера на обувката

	№
S	34 - 37
M	38 - 41
L	42 - 45



## Ортеза позициониране на глезен N 40305 Фикс

- Фиксира глезена в неутрална позиция
- Антидекубитално омекотяване
- Регулиране на ротацията на крайника
- Дишащ материал с памучна подплата

### ПОКАЗАНИЯ

- При черепно-мозъчни травми
- Фрактури на проксималния фемур
- Състояние след инсулт

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.



№

S	34 - 37
M	38 - 41
L	42 - 45

## Брейс ключица Kids N 60502

- Стабилно фиксира ключичната област
- Комфортна конструкция в аксиларната област
- Мека и неразместваща се гръбна пелота
- Дишащ, стабилен и антибактериален материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Фрактура на ключицата
- Дисторзио на стерноклавикуларната или акромиоклавикуларната става

### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Излишната дължина на презрамките се отрязва.

1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Брейс ключица Kids плюс N 60508

- Стабилно фиксира ключичната област
- Комфортна конструкция в аксиларната област
- Мека и неразместваща се гръбна пелота
- Дишащ, стабилен и антибактериален материал с омекотяване

### ПОКАЗАНИЯ

- Фрактура на ключицата
- Дисторзио на стерноклавикуларната или акромиоклавикуларната става

### РАЗМЕР

Универсален размер.  
Измерва се обиколката от точката на гръбнака в средата на лопатките през рамото, подмишниците и се връща в същата точка.  
Размерът обхваща обиколка от 49 до 58 см.

1 2 3 4 5  
НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ





## Ортеза горен крайник N 60506 Kugc

- Фиксира раменния пояс във всички равнини
- Комфортно омекотяване във всички зони
- Нов дизайн за бързо и улеснено поставяне
- Памучна подплата на дишащия материал


### ПОКАЗАНИЯ

- Състояние след луксация на рамото
- След оперативно лечение в областта



### РАЗМЕР

Прилага се за лява и дясна ръка.  
Универсален размер.  
Обхваща обиколка под гърдите 45 - 65 см.



## Мимела Kugc N 60504

- Ергономична конструкция с отвор за лакътя
- Въздухопропусклива памучна материя
- Сигурна и комфортна опора за горния крайник

### ПОКАЗАНИЯ

- Травматични увреди на горния крайник
- При гипсова имобилизация
- След мекотъканни операции в областта

### РАЗМЕР

Универсален размер.



## Ортеза китка и предмишница N 60505 Kugc

- Средностепенно стабилизира китковата област
- Коригируема метална и полимерна пластина
- Три нееластични ленти укрепват конструкцията
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио в китковата област
- Фрактури на дисталната предмишница
- След оперативно лечение

### РАЗМЕР

Прилага се за лява и дясна ръка.

S дължина на ортезата 18 см

M дължина на ортезата 21 см

1 2 **3** 4 5

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Тутор Kugc N 60507

- Иммобилизира колянната става в екстензия
- 3 стабилни банела с анатомична форма
- Формовайте индивидуално банелите
- Велкро ленти за регулиране на пристягането
- Памучна подплата на дишащия материал

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисторзио на колянната става
- След оперативно лечение
- Повишен тонус на флексорите на коляното

XS дължина на тутора 25 см

S дължина на тутора 30 см

M дължина на тутора 37 см

1 2 3 4 **5**

НИВО СТАБИЛИЗАЦИЯ



## Възглавничка на Фрейка Кигс N 60503

- Задържа абдукцията в тазобедрените стави
- Запазва възможна частична подвижност

нов дизайн

### ПОКАЗАНИЯ

- Лекостепенна дисплазия на ТБС
- След лечение със стремена на Павлик

### РАЗМЕР

Подходящият размер се определя от лекуващия лекар. Относително точен ориентир е теглото и ръста на детето.

		Ширина
1	2,5 до 3,5 кг и ръст 45 до 50 см	12 см
2	3,5 до 4,5 кг и ръст 50 до 55 см	14 см
3	4,5 до 6,0 кг и ръст 55 до 61 см	16 см
4	6,0 до 7,5 кг и ръст 60 до 66 см	18 см



## Стремена на Павлик Кигс N 60501

- Задържат ТБС в лечебна позиция
- Регулиране на позицията с велкро ленти
- Изработени от омекотен памучен текстил

нов дизайн

### ПОКАЗАНИЯ

- Дисплазия на ТБС
- Сублуксация на ТБС
- Луксация на ТБС

1	1 - 2 месец и 2,5 - 3,5 кг
2	3 - 4 месец и 4 - 6 кг
3	5 - 6 месец и над 6 кг



## Супинатори Kugc N 50401

- Укрепва и коригира надлъжния свог
- Подобрыва стабилността на ходилата
- Задързва петите в анатомично правилна позиция

### ПОКАЗАНИЯ

- Еластично плоскостъпие
- Валгус на петните кости/X-позиция на петите
- Болки в областта на ходилата

### РАЗМЕР

Размер спрямо номера на обувката.

№

19 - 20

21 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 28

29 - 30

31 - 32





## Силиконови стелки Класик N 50403

- Силиконова шокабсорберна конструкция
- Умерена корекция на надлъжния и напречния свог
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Плантарен фасциит
- Метатарзалгия
- Полиневропатни болки
- Ревматоидни ходила
- Болки при спорт, преходи и физически натоварвания
- Болка във възглавничките на пръстите, глезена и ходилото

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

№ 36 - 46



## Силиконови стелки с 3 меки зони N 50404

- Силиконова шокабсорберна конструкция
- Три зони с максимална мекота
- Умерена корекция на надлъжния и напречния свог
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Плантарен фасциит
- Метатарзалгия
- Полиневропатни болки
- Ревматоидни ходила
- Болки при спорт, преходи и физически натоварвания
- Болка във възглавничките на пръстите, глезена и ходилото

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

№ 36 - 46



## 3/4 Силиконови стелки

N 50416

- Силиконова шокабсорберна конструкция
- Намаляват болките в ходилата и глезените
- $\frac{3}{4}$  дължина за повече пространство около пръстите

### ПОКАЗАНИЯ

- Плантарен фасциит
- Метатарзалгия
- Болка във възглавничките на на ходилото и глезена
- Полиневропатни болки
- Болки при спорт, преходи и физически натоварвания

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

№

XS	35 - 37
S	38 - 40
M	41 - 43
L	44 - 47



## Силиконови стелки Мадам

N 50415

- Много тънки, подходящи за сандали и дамски обувки с висок ток
- Релаксира областта на възглавничките
- $\frac{3}{4}$  дължина за повече пространство около пръстите

### ПОКАЗАНИЯ

- Метатарзалгия
- Болка във възглавничките на ходилото
- Болки свързани с претоварване

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

№

XS	35 - 36
S	37 - 38
M	39 - 40
L	41 - 42



Madame

orthoSoft



## Силиконови пети Класик N 50405

- Силиконова шокабсорберна конструкция
- Релаксира ахилото сухожилие
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Плантарен фасциит и болки в областта на петата
- Тендинит на ахилото сухожилие
- Състояние след фрактура на петната кост и разширени вени

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

	№
S	34 - 37
M	37 - 41
L	41 - 44



## Силиконови пети N 50408 с мека зона

- Силиконова шокабсорберна конструкция
- Зона с максимална мекота редуцира болката
- Релаксира ахилото сухожилие
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Плантарен фасциит и болки в областта на петата
- Тендинит на ахилото сухожилие
- Състояние след фрактура на петната кост и разширени вени

### РАЗМЕР

Определя се по номера на обувката.

	№
S	34 - 37
M	37 - 41
L	41 - 44



## Разделители за пръсти Халукс Лайт N 50406

- Анатомично, неразместваща се конструкция
- Намалява болката около палеца
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Еластичен Халукс валгус
- Болезненост в ставата зад палеца
- За поддържане на корекцията след оперативно лечение

### РАЗМЕР

М, L



## Разделители за пръсти Халукс Рингс N 50409

- Намалява натиска и триенето върху палеца
- Комфортно разделя първи от втори пръст
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Еластичен Халукс валгус
- Болезненост в ставата зад палеца
- За поддържане на корекцията след оперативно лечение

### РАЗМЕР

S, M, L



## Разделители за пръсти Халукс Протект N 50410

- Абсорбира страничния натиск и намалява микротравмите
- Раздалечава и разделя палеца от втория пръст
- Лесно и безпроблемно почистване

### ПОКАЗАНИЯ

- Еластичен Халукс валгус
- Болезненост в ставата зад палеца
- За поддържане на корекцията след оперативно лечение

### РАЗМЕР

Универсален



## Разделители за пръсти Халукс N 50411

### Протект Дуо

- Разделя свити и застъпени пръсти
- Предпазва ставата от болезнено притискане
- Лесно и безпроблемно почистване

#### ПОКАЗАНИЯ

- Еластичен Халукс валгус
- Болезненост в ставата зад палеца
- За поддържане на корекцията след оперативно лечение

#### РАЗМЕР

Универсален



## Протектор за малък пръст N 50412

- Предпазва от триене върху малкия пръст
- Намалва болезненото омазояване
- Лесно и безпроблемно почистване

#### ПОКАЗАНИЯ

- Болка около малкия пръст
- Мазоли и охлузвания
- Неудобни обувки

#### РАЗМЕР

Универсален



## Протектор за пръсти Текстил N 50413


- Изработен от полимерен гел покрит с текстил
- Намалва триенето на пръстите
- Ускорява процеса на заздравяване на рани
- Подходящ за употреба на един или няколко пръста

#### ПОКАЗАНИЯ

- Охлузвания и наранявания на пръстите
- Омазояване по пръстите
- За предпазване на пръстите при големи натоварвания

#### РАЗМЕР

S, M







**3D Contour** е линия индивидуални ортопедични стелки и обувки, която разчита на **дигиталните технологии** за назначение, дизайн и производство. **3D визуализацията** на сканираните ходила онагледява индивидуалните нужди на всеки пациент. Дигиталният процес позволява бърз трансфер на информация, като се увеличава прецизността в дизайна и изработката на всеки детайл. Серията предлага различни модели стелки с различно предназначение спрямо индивидуалната нужда на пациента.

### Лесна поръчка на втори чифт стелки

Още едно предимство на серията е **запазването на дигиталния проект** за стелки на всеки пациент. При определени условия той може да се използва за **дистанционна поръчка** и доставка на следващ чифт.




1. Преглед и сканране



2. Проектиране



3. Фрезование



4. Финиширане



## Индивидуални стелки N 801301 Комфорт Бейсик



- Мека и еластична носеща основа
- Много добър шокабсорбиращ ефект
- Добра издръжливост при натоварвания
- Повлиява оплаквания на ходило, глезен и коляно



## Индивидуални стелки N 801302 Софт Бейсик



- Максимална лекота на носещата конструкция
- Изолира болезнените зони на ходилата
- Отличен шокабсорбиращ ефект
- Повлиява оплаквания в глезен, ходило и коляно
- Подходяща при лека степен на плоскостъпие и не големи натоварвания



## Индивидуални стелки N 801305 Макс Бейсик



- Висока устойчивост на натоварвания
- Умерен шокабсорбиращ ефект
- Подходяща за корекции на разлики в дължина на крайници или позиция на петата



## Индивидуални стелки N 801306 Премиум Дуо



- Отличен омекотяващ ефект
- Подходящи при спорт и ежедневна употреба
- Особено подходящи за поддръжка на надлъжния и напречния свог
- Двуслойна носеща конструкция от два различни по мекота слоя

## Индивидуални стелки N 801303 Премиум Дуо Диабет



- Подходящи при пациенти с диабет
- Подходящи при лека степен на плоскостъпие и неголеми натоварвания
- Допълнително антибактериално и омекотяващо покритие
- Трислойна конструкция с максимална мекота
- Обезболяват ходила с висока натовареност

## Индивидуални стелки N 801304 Спорт Трио



- Максимален омекотяващ ефект
- Висока устойчивост на натоварвания
- Стабилизируют свог, пета и глезен
- Протектира Ахилесово сухожилие
- Подобрява отскока и омекотява приземяването

## Индивидуални чехли N 80130\_1\_1 3D Contour 1.1



- Подходящи в случаите на леко до средно плоскостъпие
- Оплаквания в метатарзалната зона
- Чувство за умора и/или оток в ходилата
- Болки в областта на петата
- Скъсени Ахилесови сухожилия



## Индивидуални чехли N 80130\_1\_2 3D Contour 1.2



- Подходящи в случаите на леко до средно плоскостъпие
- Оплаквания в метатарзалната зона
- Чувство за умора и/или оток в ходилата
- Болки в областта на петата
- Скъсени Ахилесови сухожилия



## Индивидуални чехли N 80130\_1\_3 3D Contour 1.3



- Подходящи в случаите на леко до средно плоскостъпие
- Оплаквания в метатарзалната зона
- Чувство за умора и/или оток в ходилата
- Болки в областта на петата
- Скъсени Ахилесови сухожилия



## Индивидуални сандали N 80130\_2\_1 3D Contour 2.1



- Подходящи в случаите на леко до средно плоскостъпие
- Оплаквания в метатарзалната зона
- Чувство за умора и/или оток в ходилата
- Болки в областта на петата
- Скъсени Ахилесови сухожилия

## Индивидуални сандали N 80130\_2\_2 3D Contour 2.2



- Подходящи в случаите на леко до средно плоскостъпие
- Оплаквания в метатарзалната зона
- Чувство за умора и/или оток в ходилата
- Болки в областта на петата
- Скъсени Ахилесови сухожилия



Orthotех е утвърден лидер в производството на индивидуални ортопедични стелки. Ние притежаваме най-широкото портфолио от модели. Служителите в нашите обекти са висококвалифицирани медицински специалисти.

Индивидуалните термопластни стелки се изработват по класическа технология, базирана на снемането на триизмерен отпечатък от ходилата в ортопедична пяна. За по-точна диагностика се препоръчва **плантографско изследване** или **анализ на походката** върху сензорна пътека.

### Видове термопластни стелки

Orthotех изработва три класа стелки: индивидуални термопластни стелки, индивидуални стелки Елит и нашият луксозен бранд индивидуални стелки Ги Капрон.



Компютърна диагностика и преглед



Снемане на отпечатък



Гипсова отливка и изработка



Поставяне на покритие и опаковане

